

# Sophie

## Guide de références rapides

Version 2.2

Veillez lire également le guide d'utilisation complet de Sophie fourni en caractères d'imprimerie.

Déposez Sophie sur une surface plane avec le panneau comprenant les touches de commande vers l'avant. Assurez-vous que les orifices de ventilation à l'arrière de l'appareil ne sont pas obstrués.

L'entrée destinée à l'alimentation électrique se trouve à l'arrière de l'appareil, du côté gauche. Enfoncez le connecteur cylindrique du câble d'alimentation en présentant la partie plate de la fiche dirigée vers le haut. Insérez l'autre extrémité du câble dans une prise secteur aisément accessible. Veillez vous assurer que le câble d'alimentation ne se trouve pas sur un lieu de passage.

Sur le panneau de commande situé à l'avant de l'appareil se trouvent cinq touches de commandes disposées sur une rangée ainsi qu'un bouton rotatif servant à définir le volume. Ces touches, décrites de la gauche vers la droite, ont les fonctions suivantes:

- Interrupteur Marche/Arrêt
- Touche Scan
- Touche Start/Stop
- Moins
- Plus
- Contrôle du volume
- Entrée du casque d'écoute

### Interrupteur Marche/Arrêt

Vous pouvez mettre Sophie sous tension ou hors tension en appuyant sur l'interrupteur « Marche/Arrêt ». Lorsque la procédure de mise en route est terminée, Sophie vous annonce qu'elle est opérationnelle à l'aide de ce message « **Sophie est prête à fonctionner** ».

Lorsque vous mettez Sophie hors tension, le texte en cours est sauvegardé dans la mémoire interne de Sophie. Si vous remettez l'appareil sous tension et que vous appuyez sur la touche « Start/Stop », le texte enregistré sera de nouveau chargé. Sophie en commencera la lecture au point où vous l'avez interrompue lors de la mise hors tension.

Si vous appuyez sur la touche « Scan » pour lire un nouveau document, le document sauvegardé précédemment sera supprimé et remplacé par le nouveau texte lorsque vous mettez l'appareil hors tension.

## **Touche Scan**

Placez le document dont vous souhaitez obtenir la lecture sur la surface en verre située sous le couvercle en plastique en haut de l'appareil, côté imprimé vers le bas. Le texte peut aussi bien avoir une orientation portrait que paysage. Positionnez le document dans le coin inférieur gauche de la surface en verre.

Appuyez maintenant sur la touche « Scan ». Pendant le balayage, cette touche clignote et un air musical se fait entendre. Dès que la procédure de reconnaissance est terminée, Sophie commence la lecture du document à haute voix.

Si vous souhaitez que Sophie fasse la lecture de plusieurs pages, comme celles d'un livre, placez simplement la page suivante sur la surface en verre et appuyez sur la touche « Scan ». La deuxième page est balayée et ajoutée à la suite du texte précédent pendant que Sophie poursuit la lecture de la première page.

Pour supprimer du texte déjà balayé, appuyez sur la touche « Scan » et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que Sophie vous invite à appuyer encore une fois sur cette touche. Lorsque vous aurez de nouveau appuyé sur la touche « Scan », le texte enregistré sera supprimé de la mémoire.

Si vous appuyez simultanément sur la touche « Scan » et sur la touche « Plus », vous activez et désactivez le mode de lecture par colonne. Lorsque celui-ci est inactif, vous pouvez vous faire lire, par exemple, des relevés de comptes ou des articles de journaux ligne à ligne. Lorsque vous mettez l'appareil en marche, le mode de lecture par colonne est automatiquement activé.

Si vous souhaitez connecter votre terminal braille Handy Tech à Sophie sans devoir mettre cette dernière hors tension puis la rallumer, appuyez simultanément sur la touche « Scan » et sur la touche « Start/Stop » après avoir connecté le câble USB et mis le terminal braille sous tension.

## **Touche Start/Stop**

Vous pouvez utiliser la touche « Start/Stop » pour suspendre et reprendre la lecture effectuée par Sophie. Le document est lu jusqu'à la fin. Si vous appuyez à nouveau sur la touche « Start/Stop », la lecture reprend depuis le début.

Vous pouvez également induire la relecture de la page en cours en appuyant plus longuement sur la touche « Start/Stop ».

## **Touche Moins/Plus**

Lorsque Sophie est en cours de lecture, vous pouvez définir la vitesse de lecture à l'aide des deux touches arrondies situées à gauche du bouton du volume. La touche de gauche diminue la vitesse de lecture tandis que la touche de droite l'augmente. Pour rétablir la vitesse de lecture par défaut, appuyez simultanément sur les deux touches « Moins » et « Plus ».

Si vous avez interrompu la lecture à l'aide de la touche « Start/Stop », vous pouvez également utiliser la touche « Moins » pour faire lire Sophie mot à mot en allant vers le début du document. La touche « Plus » permet de faire épeler le mot suivant. Une nouvelle pression sur la touche « Start/Stop » suspend ce processus et la lecture reprend à la position en cours.

Sophie fait entendre un air pendant les actions un peu longues comme la reconnaissance de texte. Si vous ne souhaitez pas profiter de cette fonction, appuyez simultanément sur les deux touches « Moins » et « Plus » pendant environ 5 secondes. Vous pourrez ainsi désactiver la musique ou la réactiver.

## **Contrôle du Volume**

En tournant le bouton rond du volume, vous pouvez contrôler le son émanant du haut-parleur.

## **Sortie pour Ecouteurs**

Vous pouvez brancher un casque d'écoute dans le port correspondant situé à la droite du bouton du volume. Dès que le casque d'écoute est branché, les haut-parleurs sont désactivés.