

Transformer

Guide rapide d'utilisation

Contrôle de l'appareil

Boutons	Clavier	Action
	Ctrl+Alt +G	Lance l'application Active les touches du clavier
Zoom+	Flèche Haut	Augmente le Zoom / navigation dans le menu
Zoom-	Flèche Bas	Diminue le Zoom / navigation dans le menu
Freeze	F	Fige l'image
Freeze (3s)	Echappe	Ouvre le menu
Mode	M	Change de mode de couleur
	M (continu)	Retour Mode Normal
	H ou V	Active Lignage – Active Fenêtrage Désactive Lignage (vertical ou Horizontal)
	Ctrl Flèche	Modifie Taille Lignage Fenêtrage
Mode	Enter	Sélectionne un champ ou valide un choix dans le menu
Led	L	Active ou désactive l'éclairage
Rotate	R	Rotation de l'image (180 °)
Find (continu)	Espace (continu)	Réduit le zoom et surligne le champ de vue en cours

Gestion des fenêtres

Clavier	Action
F5	Capture de l'image
F6	Accès aux images capturées
F7	Bascule Plein écran : Windows / Transformer
F8	Change la position de la fenêtre
Shift + Flèche	Modifie la taille de la fenêtre

Installation

Connecter transformer en USB sur le PC :

Si le logiciel est déjà installé le programme se lance automatiquement (dans certains cas, rares il est nécessaire de lancer le programme en cliquant sur l'icône EVVIEWER ou par le raccourcis CTRL+ALT+G)

Si le logiciel n'est pas installé sur le poste, une fenêtre s'ouvre offrant plusieurs choix.

Sélectionner exécuter setup.exe.

Dans certains cas, rares il est nécessaire de lancer le programme en allant le chercher dans Explorateur sur Ordinateur/Transformer/setup.exe

9-11 Av. Ledru Rollin 75012

Paris – France.

Tel 01 55 78 25 00

Fax 01 55 78 25 05

www.etexfrance.fr

info@etexfrance.fr