

OrCam **Read.**

A SMART PEN THAT READS TEXT FROM ANY SURFACE.



Liste des langues.

01. Anglais / **13. FRANÇAIS** / 25. Allemand
/ 37. danois / 47. espagnol / 59. finnois / 69. japonais
81. néerlandais / 91. norvégien
/ 101. suédois

Découverte. ----- 02

Démarrage. ----- 03

- Charge.
- Mise en route d'OrCam Read.
- Passage en mode Pause.
- Sortie du mode Pause.
- Arrêt d'OrCam Read.
- Réglage du volume.
- Commandes vocales.
- Options du menu de configuration audio.
- Connexion Bluetooth.
- Application mobile.
- Connexion au réseau Wi-Fi et mises à jour du logiciel.



Fonctionnalités d'OrCam Read. ----- 08

- Lecture avec le bouton d'action.
- Navigation de lecture.
- Modes du pointeur laser.
- Réglage du fuseau horaire et de l'heure et indication de l'heure et de la date.
- Lecture intelligente.

Conditions générales d'utilisation. - 09

Sécurité et avertissements. ----- 10

Découverte.



CONTENU DU COFFRET :

- Appareil OrCam Read
- Guide d'utilisation
- Câble du chargeur
- Boîtier de charge
- Écouteurs filaires
- Chiffon de nettoyage
- Cordon

FR Démarrage.

Ressources en ligne.

Des informations complémentaires sont disponibles dans l'espace utilisateur OrCam. Consultez notre site Web à l'adresse www.orcam.com/user-area pour bénéficier d'un manuel d'utilisation détaillé, de tutoriels vidéo, de conseils et d'une aide au dépannage.

Charge.

Avant d'allumer l'appareil pour la première fois, OrCam conseille de le charger au moins trois heures. Pour toutes les charges suivantes, OrCam Read se charge complètement en 90 à 120 minutes. Pour charger OrCam Read :

1. Insérez le câble dans l'entrée de type C d'OrCam Read.
2. Branchez l'extrémité USB au chargeur puis à une prise électrique.

Allumez ou éteignez votre OrCam Read.

- Pour allumer OrCam Read, appuyez sur le bouton marche arrêt pendant 2 secondes. Lorsque l'appareil est activé, vous entendrez le message : « OrCam Read Version [xx] est prêt. La batterie est chargée à [xx] pour cent ».
- Pour passer en mode Veille, appuyez une fois sur le bouton marche arrêt. Vous entendrez un bip et le message « Mise en veille. Appuyez de nouveau pour éteindre. », puis « Mise en veille » lorsque l'appareil passe en mode Veille.
- Pour quitter le mode Veille, appuyez une fois sur le bouton marche arrêt ou sur le bouton d'action. Vous entendez un bip et le message « Allumage. La batterie est chargée à [xx] pour cent ».

- Pour éteindre OrCam Read, appuyez une fois sur le bouton marche arrêt. Vous entendez un bip et le message « Mise en veille. Appuyez de nouveau pour éteindre. » Appuyez de nouveau sur le bouton marche arrêt. Vous entendez : « Extinction, veuillez patienter. » Lorsque l'appareil s'éteint, vous entendez : « Extinction. Au revoir. »

Réglage du volume.

Le réglage du volume s'effectue par commande vocale ou manuellement.

Pour augmenter le volume :

- Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'action et, après le bip long, dites « Augmente le volume ».
- Appuyez sur le bouton plus (« + ») du volume.

Pour diminuer le volume :

- Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'action et, après le bip long, dites « Diminue le volume ».
- Appuyez sur le bouton moins (« - ») du volume.

Commandes vocales.

Les commandes vocales OrCam peuvent servir à contrôler facilement votre OrCam Read, à modifier les paramètres et à recevoir des informations.

Pour les utiliser :

1. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'action. Un bip long est émis.
2. Prononcez la commande vocale. Vous entendez alors un signal sonore.
3. OrCam Read vous donne alors l'information, modifie le paramètre ou vous demande des informations complémentaires pour modifier le paramètre.
Pour entendre la liste des commandes vocales, dites une des commandes suivantes :

« assistance d'indication »

- OrCam Read dresse la liste de toutes les commandes commençant par « indiquer/donner/dire ».

- Ces commandes vous aident à obtenir des informations générales (telles que l'heure ou la date) ou sur l'appareil (comme la version ou le numéro de série de l'appareil).

« assistance de paramètres »

- OrCam Read dresse la liste de toutes les commandes aidant à modifier les paramètres de l'appareil.

« assistance de lecture intelligente »

- OrCam Read dresse la liste de toutes les commandes associées à la fonctionnalité de lecture intelligente.

Options du menu de configuration audio.

Personnalisez les paramètres de votre dispositif OrCam Read depuis le menu de configuration audio. Deux options permettent d'accéder au menu de configuration audio :

- Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'action et, après le bip long, dites « Entre dans le menu ».

- Maintenez la pression sur le bouton marche arrêt, appuyez sur n'importe quel bouton de volume puis relâchez le bouton marche arrêt. Une fois dans le menu de configuration audio, appuyez une fois sur le bouton d'action pour confirmer l'option sélectionnée ; appuyez sur l'un des boutons de volume pour parcourir les différentes options. Deux pressions rapides sur le bouton d'action permettent de revenir au menu principal ou de quitter le menu de configuration audio.

Liste complète des options de configuration et commandes.

Pour obtenir la liste complète des options de réglage, des commandes OrCam s'il vous plaît et des commandes vocales, consultez le Manuel d'utilisation en ligne disponible dans l'espace utilisateur du site Web OrCam.

Connexion Bluetooth.

Utilisez le Bluetooth pour connecter votre appareil OrCam Read à un haut-parleur externe ou à des écouteurs.

1. Sur le haut-parleur ou les écouteurs :
 - A. Appuyez sur le bouton d'appariement Bluetooth. Vous recevez alors une réponse audio des haut-parleurs ou des écouteurs.
2. Sur votre appareil OrCam Read :
 - A. Effectuez une des opérations suivantes :
 - Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'action et, après le bip long, dites « Connecte-toi au périphérique audio Bluetooth ».
 - Allez dans le menu des paramètres audio. Allez dans le menu des paramètres de connectivité puis dans le menu des paramètres Bluetooth.
 - B. Sélectionnez « Pour vous connecter à un périphérique audio Bluetooth, appuyez sur le bouton d'action. Pour

d'autres paramètres, appuyez sur les boutons de volume ». OrCam Read dresse la liste des appareils Bluetooth disponibles.

- C. Appuyez sur les boutons de volume pour parcourir les options d'appareil Bluetooth. Appuyez sur le bouton d'action pour sélectionner l'appareil auquel vous voulez vous connecter.
- D. Sur certains haut-parleurs ou écouteurs Bluetooth, vous entendrez une annonce « connecté ».

Remarque : en cas de connexion à des haut-parleurs ou à des écouteurs Bluetooth, le volume sonore est contrôlé uniquement par les boutons de volume des haut-parleurs ou des écouteurs, non par les boutons d'augmentation/diminution du volume sur OrCam Read.

Application mobile.

L'application OrCam Read vous permet de personnaliser vos paramètres OrCam Read, de contrôler la navigation de lecture

et de trouver votre appareil si vous l'avez égaré. L'application est pour l'instant disponible uniquement sur iPhone et iPad.

1. Recherchez et téléchargez l'application OrCam Read dans la boutique d'applis de votre iPhone.
2. Activez le mode Bluetooth sur votre iPhone.
3. Suivez les instructions à l'écran lorsque vous appariez votre appareil.

Connexion au réseau Wi-Fi et mises à jour du logiciel.

La connexion de votre OrCam Read à un réseau Wi-Fi permet à votre appareil d'installer les mises à jour les plus récentes du logiciel durant toute la période de garantie. L'appareil doit aussi être connecté au chargeur pendant toute la durée du téléchargement pour pouvoir recevoir les mises à jour du logiciel. Notez qu'OrCam Read est uniquement compatible avec le Wi-Fi 2,4 Ghz, non avec le Wi-Fi 5 Ghz.

Pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi :

1. Sur votre ordinateur ou smartphone :
 - A. Allez sur le site www.orcam.com/wifiset.
 - B. Suivez les instructions à l'écran pour définir votre réseau Wi-Fi.
 - C. Un code QR apparaît à l'écran.
2. **Sur votre appareil OrCam Read :**
 - A. Connectez OrCam Read au chargeur.
 - B. Tenez OrCam Read face à l'écran (à environ 30-40 cm d'un écran d'ordinateur , à environ 15-20 cm d'un écran de smartphone) pour pouvoir scanner le code QR.
 - C. Lisez le code QR par commande vocale ou manuellement.
 - Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'action et, après le bip long, dites « Lis le code QR ».
 - Pointez OrCam Read vers la commande OrCam s'il vous plaît et vers le code QR à l'écran. Appuyez sur le bouton d'action.
 - D. OrCam Read émet un signal sonore ainsi que plusieurs

bips lorsqu'il scanne le code QR et se connecte au réseau Wi-Fi. Il émettra une annonce lorsque la connexion sera établie.

Remarque : pour vérifier l'état de la connexion d'OrCam Read à Internet, appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'action et, après le bip long, dites « vérifie la connexion internet ».

Fonctionnalités d'OrCam Read

FR

Lecture avec le bouton d'action.

1. Tenez OrCam Read sans bouger, directement face au texte à une distance comprise entre 15 et 35 cm. Vérifiez que le côté long de l'appareil doté de tous les boutons est orienté vers le haut.
2. La lecture au moyen du bouton d'action s'effectue de deux façons.
 - Appuyez une fois sur le bouton d'action pour prendre tout le texte en photo.
 - Pour lire un texte plus précis, utilisez les pointeurs laser.
 - A. Appuyez et maintenez la pression sur le bouton d'action. Ceci a pour effet d'activer l'indicateur laser et de projeter des bordures laser ou un pointeur laser de souris sur le texte.

- B. Ajustez les bordures laser ou le pointeur de souris de manière à capturer le texte souhaité.
 - C. Relâchez le bouton d'action. Un bruit d'appareil photo est émis lorsqu'OrCam Read prend le texte en photo.
3. L'appareil OrCam Read émet plusieurs bips pendant qu'il traite le texte. Il commence ensuite à lire le texte et émet un signal sonore lorsqu'il a terminé.

Remarque : si vous ne relâchez pas la pression de votre doigt avant la fin des 5 secondes, la caméra ne s'active pas.

Navigation de lecture.

- Pour mettre en pause ou reprendre la lecture, appuyez deux fois sur le bouton d'action.
- Pour sauter la phrase suivante, appuyez une fois sur le bouton de volume plus (« + »).
- Pour revenir à la phrase précédente, appuyez une fois sur le bouton de volume moins (« - »).
- Pour arrêter la lecture, appuyez une fois sur le bouton d'action.

- Lorsque l'appareil OrCam Read a fini de lire, il émet un signal sonore.

Modes du pointeur laser.

Vous pouvez changer le mode du pointeur laser en appuyant simultanément sur les boutons de volume plus et moins.

Il existe deux modes de pointeur laser :

- « Bordure » pour lire le texte encadré.
- « Souris » pour commencer la lecture à un endroit précis.

Remarque : OrCam Read capture le texte sélectionné dans un délai de 5 secondes après maintien de la pression sur le bouton d'action. Si vous ne relâchez pas la pression de votre doigt avant la fin des 5 secondes, la caméra ne s'active pas.

Réglage du fuseau horaire et de l'heure et indication de l'heure et de la date.

1. Pour régler l'horloge interne, allez sur la page Réglage de

l'heure du site Web : www.orcam.com/timeset.

2. Appuyez sur le bouton d'action pour lire la commande « OrCam s'il vous plaît régler le fuseau horaire et le temps » affichée à l'écran.
3. Vous pouvez entendre l'heure de deux façons :
 - Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'action et, après le bip long, dites « Donne l'heure ».
 - Utilisez le pointeur laser de type souris pour lire la commande suivante :
OrCam s'il vous plaît dire l'heure
4. Vous pouvez entendre le jour de la semaine et la date de deux façons :
 - Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'action et, après le bip long, dites « Donne la date ».
 - Utilisez le pointeur laser de type souris pour lire la commande suivante :
OrCam s'il vous plaît dire la date
5. Au bout de quelques secondes, OrCam Read vous indique l'heure et/ou la date.

Lecture intelligente.

Cette fonctionnalité permet de trouver des informations précises sur n'importe quel document.

1. Tenez le document devant vous, la caméra étant directement face au texte, comme lorsque vous lisez un texte avec OrCam Read.
2. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'action et, après le bip long, dites « Lecture intelligente ».
3. Ne bougez pas jusqu'à ce qu'un bruit d'appareil photo soit émis.
4. Peu de temps après, l'appareil annonce « Prêt ». Il est maintenant à l'écoute de façon permanente. Vous n'avez donc plus à appuyer rapidement sur le bouton d'action avant chaque commande vocale.
5. Pour obtenir la liste complète des commandes vocales de lecture intelligente, dites « assistance » ou consultez le Manuel d'utilisation en ligne disponible dans l'espace utilisateur du site Web OrCam.
6. Si vous souhaitez énoncer une nouvelle commande pendant que l'appareil est en mode lecture, une pression sur le bouton d'action permet de retourner en mode « Écoute permanente ».
7. Pour quitter cette fonctionnalité, dites « Quitte » ou Appuyez et maintenez la pression sur le bouton d'action pendant 5 secondes puis relâchez la pression.

Conditions générales d'utilisation

Votre utilisation de l'appareil OrCam (le « produit ») et de l'application mobile est régie par les Conditions générales d'utilisation indiquées sur le site [orcamlab.com/terms-and-conditions](https://www.orcamlab.com/terms-and-conditions). Votre utilisation du produit est assujettie à votre acceptation de ces conditions générales d'utilisation.

Vous devez lire le présent Guide d'utilisation en entier, y compris les importantes consignes de sécurité, avant d'utiliser votre appareil OrCam. N'utilisez pas votre appareil OrCam avant d'avoir reçu en personne ou en ligne une formation dispensée par un instructeur licencié OrCam Trainer™ ou suivi le programme de formation OrCam. OrCam ne peut assumer aucune responsabilité si le produit a été utilisé autrement que conformément aux instructions du Guide d'utilisation. Les produits ne doivent en aucun cas être considérés comme fiables dans des situations présentant une menace potentielle pour la vie ou la santé ou entraînant un risque de perte financière. En particulier, les appareils OrCam ne doivent jamais être utilisés pour conduire des véhicules ou faire fonctionner tout type de machines. OrCam ne saurait être tenu responsable dans le cas où les produits seraient utilisés dans de telles situations.

OrCam peut recevoir des informations de tierces parties (telles que les codes-barres de produits alimentaires dans certains pays). OrCam tient ses informations sur les codes-barres de « Codes-barres des produits alimentaires d'Australie et de Nouvelle-Zélande », obtenu auprès de GS1 Australia. OrCam décline toute responsabilité concernant l'exactitude des informations de codes-barres obtenues auprès de tiers.

Respect de la vie privée.

OrCam accorde une grande importance au droit à la vie privée de ses utilisateurs et s'engage à protéger les informations à caractère personnel de ses clients et utilisateurs. Lisez notre déclaration de confidentialité sur <https://www.orcamlab.com/privacy-policy>. Elle décrit comment nous traitons les données personnelles de nos clients et utilisateurs en relation avec les services que nous fournissons, notre site Web et l'application mobile OrCam Read (désignés respectivement par les termes « Services » et « Application »), les types de données personnelles collectées et traitées, la façon dont nous les utilisons, comment nous les protégeons et avec qui nous pouvons partager vos données personnelles.

Il est important pour nous que vous compreniez notre politique de confidentialité ainsi que vos droits relatifs aux données à caractère personnel que nous détenons sur vous. Vous devez aussi savoir que nous utilisons des cookies et d'autres technologies similaires pour recueillir et enregistrer des informations lorsque vous consultez notre site Web www.orcamlab.com, afin de vous servir au mieux. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ces technologies, veuillez consulter notre Politique de cookies à l'adresse <https://www.orcamlab.com/en/cookies-policy/>.

Si vous avez le sentiment que la Déclaration de confidentialité ne répond pas à certaines de vos inquiétudes concernant le respect de votre vie privée, contactez-nous à l'adresse : privacy@orcamlab.com et indiquez-nous vos craintes.

Si vous choisissez de télécharger l'Application, d'utiliser, d'interagir avec, de vous inscrire ou de nous fournir des données en rapport avec ces Services, vous acceptez formellement d'utiliser ces données conformément à la présente Politique de confidentialité. Vous ne devez pas utiliser les Services ou nous soumettre des données si vous n'acceptez pas l'une ou l'autre des clauses du présent document. La présente Déclaration de confidentialité ne doit en aucun cas être interprétée comme dérogeant à nos Conditions générales d'utilisation ou à tout autre accord conclu par et entre OrCam et vous.

Garantie.

Le client accepte le fait que, sauf déclaration explicite dans le présent document, OrCam n'émet aucune déclaration et ne donne aucune garantie au client concernant le produit, ses fonctions ou toute image qu'il produit.

La garantie limitée accordée par OrCam à l'utilisateur final du produit (la « garantie limitée ») couvre le propriétaire d'un produit OrCam contre les défauts de matériel et de main d'œuvre au moment de son achat d'origine pour une période de 1 (un) an et pendant toute période supplémentaire applicable en vertu des lois. La preuve d'achat/ de livraison d'origine est exigée du propriétaire pour faire usage de cette garantie.

OrCam réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit qu'OrCam aura déterminé comme étant couvert par cette garantie limitée. OrCam ne sera pas responsable des problèmes résultant d'un dommage intentionnel ou d'un usage incorrect du produit. Le propriétaire devra assumer les frais d'expédition du produit vers le lieu spécifié par OrCam.

Cette garantie limitée constitue la seule garantie exclusive applicable aux produits OrCam. Aucune tierce partie ne possède l'autorité requise pour émettre une quelconque déclaration, garantie ou accord au nom d'OrCam en rapport avec les produits OrCam. Aucune garantie de quelque sorte ou nature que ce soit n'est apportée par OrCam au-delà de celles explicitement déclarées dans le présent document.

En aucun cas OrCam ne pourra être tenu responsable pour quelque dommage spécial, collatéral, indirect, punitif, accessoire, immatériel ou exemplaire lié au produit ou résultant de son utilisation. La responsabilité d'OrCam ne dépassera en aucun cas le prix d'achat du produit.

Sans limiter aucune des conditions restreignant la responsabilité en vertu du présent accord, la présente garantie limitée ne s'appliquera pas dans les cas suivants, et le propriétaire devra rembourser OrCam pour tous les frais et dépenses encourus dans ces cas lorsque :

- (i) le produit a été utilisé autrement qu'en conformité avec la documentation accompagnant le produit et les modalités d'utilisation ou autres instructions écrites fournies par OrCam
- (ii) le produit a subi une manipulation, un usage erroné, une négligence ou un accident
- (iii) les étiquettes d'identification du produit ou des pièces ont été enlevées ou le produit a été modifié de quelque autre manière
- (iv) une personne autre qu'un représentant autorisé d'OrCam a ouvert, modifié, réparé, entretenu, maintenu ou apporté des changements au produit

(v) le produit a été associé à un logiciel, du matériel ou autre équipement non fourni par OrCam ou non approuvé par écrit par un représentant autorisé d'OrCam
(vi) le produit a été intentionnellement endommagé ou exposé à l'eau, la chaleur ou une haute tension
(vii) le produit a été utilisé par une personne qui n'a pas reçu la formation dispensée par un instructeur licencié OrCam Trainer™.
Toute pièce remplacée en vertu de la présente garantie bénéficiera d'une garantie pour le restant de la période de garantie d'origine ou pendant 90 (quatre-vingt-dix) jours au moins à compter de la date de réparation.

Pour enregistrer la garantie de votre appareil, consultez le site Web d'enregistrement de garantie à l'adresse : <https://discover.orcam.com/warranty>.

Si vous pensez que votre produit a besoin d'une réparation sous garantie, veuillez contacter support@orcaml.com. Les frais d'expédition seront à votre charge.

Cependant, s'il s'avère que la demande de garantie est justifiée, OrCam paiera le coût total d'expédition du produit réparé ou remplacé.

ORCAM REJETTE TOUTE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, SANS LIMITATION, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS PARTIES, DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. ORCAM NE GARANTIT PAS QUE LE PRODUIT EST DÉNUÉ D'ERREURS OU DE BUGS, QU'IL FONCTIONNERA SANS INTERRUPTION, QUE TOUTE IMAGE OU SON GÉNÉRÉ(E) PAR LE PRODUIT SERA EXACT(E) OU QUE LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT SERA DÉNUÉ DE RISQUE ET ORCAM REJETTE PAR LA PRÉSENTE TOUTE RESPONSABILITÉ À CE TITRE. LA PRÉSENTE SECTION RESTERA APPLICABLE DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LÉGISLATION APPLICABLE.

Politique de remboursement.

Vous avez la possibilité de renvoyer votre appareil intact en vue d'un remboursement pendant la période prévue par la législation locale, ou conformément à l'accord conclu entre OrCam et vous au moment de l'achat. Les frais de formation ne sont pas remboursables. Pour lancer une procédure de retour, veuillez contacter votre représentant local ou l'assistance d'OrCam.

Lorsque vous retournez l'appareil OrCam, suivez attentivement les instructions d'assistance d'OrCam. L'appareil doit être dans le même état que lors de votre entrée en possession et ne présenter aucune détérioration. Le remboursement et son émission pourront varier selon le mode d'achat de l'appareil, son état, et la durée de la période pendant laquelle vous l'avez conservé.

OrCam ne procédera au remboursement qu'une fois l'appareil expédié par le transporteur et réceptionné par OrCam. Généralement, OrCam met jusqu'à semaine pour traiter un remboursement (le délai pouvant être plus long en cas d'expédition internationale impliquant des droits de douane). Une fois qu'OrCam a procédé

au remboursement, un délai supplémentaire peut s'écouler jusqu'au versement des fonds par votre banque. En cas de paiement par carte bancaire, l'opération peut prendre entre 5 et 10 jours ouvrés.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'assistance d'OrCam.

Compatibilité FCC.

Cet équipement a été testé et déclaré compatible avec les limites d'un appareil numérique de classe B, section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est apportée concernant le fait qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être réglé en allumant et en éteignant l'équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Prendre conseil auprès du fournisseur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.
- Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement de la FCC

Toute modification non explicitement approuvée par le fabricant peut rendre caduque l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement en vertu des règlements de la FCC.

REMARQUE : LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONCERNANT TOUTE INTERFÉRENCE RADIO OU TV CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET ÉQUIPEMENT. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER LE DROIT DE L'UTILISATEUR D'UTILISER L'ÉQUIPEMENT .



Conforme à la directive relative à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques
 Pour un recyclage approprié de l'appareil, contactez OrCam.

RoHS

Conforme à la directive relative à la restriction des substances dangereuses (matériaux et composants).



ID FCC :
2AAWI-READ



Conformité CE



Consultez le Guide d'instructions et le manuel d'utilisation.

Sécurité et avertissements.

Avant d'utiliser l'appareil OrCam, lisez attentivement les précautions suivantes pour éviter des situations dangereuses et pour vous assurer que votre appareil offrira des performances idéales.

Manipulez votre appareil OrCam avec soin. Évitez tout risque de chute, d'exposition au feu, de perforation ou d'écrasement sous peine de l'endommager. N'ouvrez pas le boîtier extérieur de l'appareil.

L'appareil OrCam est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre 0 et 40 °C et dans des conditions environnementales normales (humidité relative de 10 à 90 % sans condensation et une pression atmosphérique de 700 hPa jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer). L'appareil risque d'être endommagé s'il est utilisé en dehors de ces valeurs. Il doit être entreposé et transporté dans un local sec et frais (0 à 40 °C), une humidité relative de 5 à 90 % et une pression atmosphérique de 700 à 1060 hPa. L'appareil OrCam résiste à l'eau, mais il n'est pas étanche. Cela signifie que l'appareil peut supporter une pluie ou une bruine légère pendant de courtes périodes, bien que ce ne soit pas recommandé. N'utilisez pas l'appareil OrCam sous une pluie battante, sur la plage, à la piscine, dans une baignoire, sous la douche ou à proximité. N'immergez l'OrCam dans aucun type de liquide. L'appareil OrCam est conforme aux normes du Code IP : IP22.

Si vous avez des problèmes à faire fonctionner l'appareil OrCam, si le boîtier ou l'objectif est fissuré ou si vous pensez que l'appareil est défaillant, ne tentez pas de le réparer vous-même. Seul un technicien qualifié OrCam est autorisé à réparer ou entretenir votre appareil. Une réparation non autorisée peut annuler votre garantie. Ne tentez pas de remplacer la batterie ; vous risqueriez de l'endommager, ce qui peut entraîner une surchauffe et même une blessure. La batterie est conçue pour durer deux ans dans des conditions normales d'utilisation (un cycle de charge par jour en moyenne) après quoi il pourrait être nécessaire de la remplacer. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec votre appareil OrCam. L'utilisation d'un autre chargeur peut annuler votre garantie et causer une blessure grave.

Ne forcez pas lorsque vous insérez un connecteur dans une prise et n'appliquez pas une pression excessive sur un bouton. Cela pourrait provoquer un dommage non couvert par la garantie. Si un connecteur ne s'insère pas facilement, vérifiez que la prise n'est pas obstruée et que le connecteur est adapté à cette prise. Ne combinez pas un logiciel, du matériel ou un autre équipement non fourni par OrCam. L'exposition de l'appareil à des champs magnétiques risque de l'endommager ou d'effacer vos données.

Lorsque vous utilisez l'appareil OrCam ou chargez la batterie, il est normal que l'appareil devienne chaud. En cas de surchauffe, de fuite ou d'odeur de brûlé, éteignez l'appareil immédiatement et contactez l'assistance d'OrCam.
 Si vous avez des questions sur l'utilisation de l'appareil en cas de port d'un stimulateur cardiaque et/ou d'un défibrillateur, veuillez consulter votre médecin. N'utilisez pas l'appareil OrCam pour lire les étiquettes de médicaments.

Nettoyage.

Nettoyez votre appareil si vous avez l'impression qu'il est sale ou s'il a été utilisé par quelqu'un d'autre. Ne touchez jamais la lentille de la caméra avec le doigt. Nettoyez la lentille uniquement avec le chiffon en microfibre fourni et un liquide de nettoyage pour verres de lunettes. N'utilisez pas de matières abrasives. N'exposez pas l'appareil à des produits chimiques, tels que des produits d'entretien, des aérosols, des solvants, de l'alcool ou de l'ammoniac. Si vous faites une réaction allergique à l'un des éléments de l'appareil OrCam, consultez un médecin.

Émission max du rayon laser : 0,371 mW
Longueur d'onde émise : 635 nm
Nom de la norme : IEC 60825-1

